

# Boditech ROTA Control

## USO PREVISTO

Boditech ROTA Control está destinado al diagnóstico *in vitro* para el control de calidad del kit de ensayo de rotavirus.

**Solo para aplicaciones de diagnóstico *in vitro*.**

## INTRODUCCIÓN

El uso de Boditech ROTA Control puede considerarse una evaluación objetiva de la precisión de los kits de ensayo de rotavirus y es parte integrante de las buenas prácticas de laboratorio. Boditech ROTA Control se suministra en forma liofilizada.

## COMPONENTES

Boditech ROTA Control consta de «Boditech ROTA Control nivel 1», «Boditech ROTA Control nivel 2», «Instrucciones de uso» y «Ficha de código de barras».

- El control de nivel 1 contiene albúmina de suero bovino (BSA), Tris, Tween 20 y azida sódica como conservante en DDW.
- El control de nivel 2 contiene virus inactivado de la cepa de rotavirus WA, albúmina de suero bovino (BSA), Tris, Tween20 y azida sódica como conservante en DDW.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Solo para aplicaciones de diagnóstico *in vitro*.
- No pipetee con la boca.
- Adopte las precauciones necesarias normalmente para manipular los reactivos de laboratorio.
- Boditech ROTA Control no debe utilizarse pasada la fecha de caducidad.
- Boditech ROTA Control está diseñado exclusivamente para proporcionar curvas de calibración específicas para cada instrumento de los lectores Boditech y los kits de ensayo de rotavirus.
- El donante de los materiales de origen humano de los que deriva Boditech ROTA Control fue sometido a pruebas para detectar anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH 1, VIH 2), el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y el virus de la hepatitis C (VHC), y resultó NO REACTIVO. Para realizar estas pruebas utilizaron métodos aprobados por la FDA. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una garantía completa en cuanto a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y todas las muestras de pacientes deben manipularse como si pudieran transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse como residuos peligrosos.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Condiciones de almacenamiento y estabilidad de Boditech ROTA Control.

	Sin abrir	Abierto (Después de la reconstitución)
Temperatura	2 ~ 8 °C	2 ~ 8 °C
Fecha de caducidad	Hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.	14 días

- Cierre bien el frasco abierto de Boditech ROTA Control después de usarlo.
- Después de su uso, ningún producto residual DEBE REINTRODUCIRSE al vial original.
- La contaminación bacteriana de Boditech ROTA Control reconstituido provocará reducciones en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, debe desecharse el vial y reconstituir un vial nuevo.

## INSTRUCCIONES DE USO

Boditech ROTA Control se suministra en forma liofilizada.

1. Reconstituya cuidadosamente cada vial de liofilizado con exactamente 1 mL de agua destilada esterilizada.
2. Cierre el frasco y déjelo reposar durante 30 minutos antes de utilizarlo. Agite suavemente el contenido para que se disuelva por completo.  
Evite que se forme espuma. No lo agite.

Consulte los prospectos de los cartuchos de prueba para conocer el procedimiento de prueba detallado.

Elimine cualquier material desechado de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales de gestión de residuos.

En caso de daños en el embalaje, póngase en contacto con el **servicio técnico de Boditech Med Inc.**

## MATERIALES SUMINISTRADOS

REF CFPO-170

Caja de Boditech ROTA Control (2 viales):	
Boditech ROTA Control nivel 1 (1 mL)	1
Boditech ROTA Control nivel 2 (1 mL)	1
Instrucciones de uso	1
Ficha de código de barras	1

## VALOR DE CONTROL

Boditech ROTA Control está compuesto por un control negativo y un control positivo.

Nivel de control	Resultado
Nivel 1	Negativo
Nivel 2	Positivo

## INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

El resultado de las pruebas del «Boditech ROTA Control» debe coincidir con el resultado esperado. Si los resultados de la prueba están fuera de lo esperado, repita la prueba.

Indicación de resultado erróneo de la prueba

- Errores en la forma en que se realizan las pruebas
- Uso de Boditech ROTA Control demasiado frío o demasiado caliente.
- Uso de Boditech ROTA Control caducado o contaminado.
- Errores en AFIAS ROTA o ichroma™ ROTA.
- Errores del lector AFIAS (AFIAS-1, AFIAS-6) o ichroma™ II.

## CONTROL DE CALIDAD

- Las pruebas de control de calidad forman parte de las buenas prácticas de ensayo para confirmar los resultados previstos y la validez del ensayo, y deben realizarse a intervalos regulares.
- Las pruebas de control deben realizarse inmediatamente después de abrir un nuevo lote de prueba para garantizar que no se altere el rendimiento de la prueba.
- También deben realizarse pruebas de control de calidad siempre que haya alguna duda sobre la validez de los resultados de las pruebas.

Para asistencia técnica

**Servicios técnicos de Boditech Med Inc.** en

Tel: +82 (33) 243-1400

Correo electrónico: sales@boditech.co.kr



**Boditech Med Inc.**

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398

(República de Corea)

Tel: +(82) -33-243-1400

Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr



**Obelis s.a**

Bd. Général Wahis 53, 1030 Bruselas (Bélgica)

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

Correo electrónico: mail@obelis.net

