

C-tip (30 µL)

USO PREVISTO

La **C-tip (30 µL)** está destinada a recoger muestras de sangre total por capilaridad.

Para aplicaciones de diagnóstico *in vitro*.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para aplicaciones de diagnóstico *in vitro*.
- Siga las instrucciones y procedimientos descritos en estas "Instrucciones de uso".
- Antes de utilizar la C-tip, asegúrese de llevar guantes desechables y equipo de protección.
- No reutilizar. La C-tip debe utilizarse para procesar una sola muestra a fin de evitar la contaminación cruzada.
- No utilizar la C-tip si su superficie está dañada o contaminada.
- Evite la luz solar directa y guárdela en un lugar seco.
- Al tomar la muestra de sangre, tenga cuidado de no incluir burbujas de aire en la C-tip.
- Asegúrese de que no haya un exceso de sangre en la superficie de la C-tip cuando tome la muestra. Si hay un exceso de sangre en la superficie, elimínela utilizando pañuelos de papel con cuidado.
- La C-tip usada debe manipularse con cuidado y desecharse utilizando un método adecuado que respete la normativa local pertinente.
- La sangre total debe analizarse inmediatamente después de la extracción.
- El cartucho AFIAS debe insertarse y colocarse en el soporte del cartucho antes de la extracción de la muestra de sangre.
- Elimine cualquier material desechado de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales de gestión de residuos.
- En caso de daños en el embalaje, póngase en contacto con el servicio técnico de Boditech Med Inc.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Conservar la C-tip a 2 - 30°C.
- No exponer las C-tips a la luz solar directa.

MATERIALES SUMINISTRADOS

REF CFPO-199

Componentes de la **C-tip (30 µL)**

- Bolsa con cierre de la C-tip:
 - C-tip (30 µL) 24
 - Instrucciones de uso 1

LIMITACIONES DEL SISTEMA DE PRUEBAS

- Algunos de los productos AFIAS Cartridge pueden utilizarse con sangre capilar extraída con C-tip. Para obtener información más detallada sobre este tema, póngase en contacto con el equipo del servicio técnico de Boditech Med Inc.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

- ① Sostenga la C-tip horizontalmente y toque la superficie de la sangre con la punta de la C-tip.
- ② La acción capilar extraerá automáticamente la muestra de sangre a la C-tip y se detendrá.
- ③ Limpie el exceso de sangre alrededor de la punta.
- ④ Vuelva a comprobar si la sangre total se ha llenado correctamente en la C-tip y si el instrumento para pruebas AFIAS está preparado para una prueba en el "modo C-tip".

Nota: Consulte la tabla siguiente para identificar los distintos símbolos.

	Suficiente para <n> pruebas
	Leer las instrucciones de uso
	Fecha límite de utilización
	Código de lote
	Número de catálogo
	Precaución
	Fabricante
	Representante autorizado de la Comunidad Europea
	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Límite de temperatura
	No reutilizar
	Marca de conformidad CE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con

Servicios técnicos de Boditech Med Inc.

Tel: +(82) -33-243-1400

Correo electrónico: TS@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si,
Gang-won-do, 24398, República de Corea

Tel: +(82) -33-243-1400

Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr



Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53, 1030 Bruselas (Bélgica)

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

Correo electrónico: mail@obelis.net

