

Cubetas sediMAX

REF

39052

52255

Instrucciones de uso

Uso previsto:

Las cubetas sediMAX son recipientes desechables de policarbonato de un solo uso que se utilizan para analizar muestras de orina humana no centrifugadas con los analizadores de sedimentos sediMAX. Están destinadas a un uso profesional en el laboratorio. Están destinadas a un uso de diagnóstico in vitro.

Principio de la prueba:

Las cubetas sediMAX son recipientes para muestras que permiten el análisis microscópico de muestras de orina o fluidos corporales.

Materiales proporcionados:

600 cubetas en 12 portacubetas de 50 cubetas cada uno

Materiales no proporcionados:

- Analizador de sedimentos de orina compatible
- Equipo general de laboratorio

Compatibilidad de instrumentos y cubetas

	sediMAX Cuvette (39052)	sediMAX Cuvette with RFID (52255) *
sediMAX (39050)	■	
sediMAX 2 (47219)	■	
sediMAX conTRUST (47220)	■	
sediMAX conTRUST PRO (49156)	■	■
sediMAX LITE (47218)	■	

* Las cubetas sediMAX con RFID son compatibles con los instrumentos sediMAX que implementan la tecnología RFID.

La utilización de las cubetas:



1 Coloque el soporte de la cubeta en su analizador


2 Retire la cinta de cierre del soporte de la cubeta

Condiciones ambientales

Temperatura de almacenamiento	0 – 45°C
Temperatura de transporte	-25°C – 60°C
Humedad de transporte	20 – 80 %
Condiciones de funcionamiento	Según las condiciones de su analizador

⚠ Advertencias y precauciones

- No almacenar las cubetas en la luz solar directa
- No retirar la cinta de cierre del portacubetas antes de instalarlo en su analizador
- No retirar los portacubetas parcialmente llenos de su analizador
- Cada cubeta es de un solo uso, nunca realizar una prueba con una cubeta previamente utilizada
- Dado que la orina es un fluido de origen humano, puede ser infecciosa y constituir un riesgo biológico potencial
- Manipular las cubetas sediMAX usadas y los contaminantes de la orina con cuidado
- Eliminar los residuos de acuerdo con las instrucciones y procedimientos aceptados por el laboratorio.
- Contactar a su distribuidor para asegurarse de pedir cubetas compatibles con su analizador específico
- Utilizar las cubetas antes de la fecha de caducidad







 menarinidiagnostics.com


Consulte las instrucciones de uso de su analizador para obtener detalles sobre la recogida de muestras, los posibles pasos de preparación, el cálculo de los resultados, las características analíticas y de rendimiento, las interferencias, las limitaciones, los procedimientos de control de calidad y las advertencias y precauciones específicas.


Informes sobre incidentes


Informe de cualquier incidente grave que pueda ocurrir al utilizar este producto a su representante del servicio técnico de 77 Elektronika y a su autoridad local competente.


Símbolos:

-  Identificador único del dispositivo
-  Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
-  Número de catálogo
-  Número de lote
-  La marca CE identifica que el producto cumple con las directivas aplicables de la Unión Europea
-  Uso por

 Limitación de temperatura


 Fabricante


 Mantener alejado de la luz solar

 Consultar las instrucciones de uso


 Limitación de la humedad


 Precaución

 Riesgos biológicos


 600 Contenido suficiente para 600 pruebas

 NO reutilizar

 No utilizar si el paquete está dañado


 Idioma español

 Distribuido por

 Número de lote

Historia de la versión

Versión	Fecha	Cambios
3	2022.03.25	Actualización del cumplimiento del IVDR
2	2020.11.25	Actualización general de contenidos
1	2009.02.17	Primera publicación

 **Manufacturer:** 77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
HUNGRÍA
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481

 **Distribuido por:**



SEDE CENTRAL

A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.

Via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze

AUSTRIA

A.MENARINI GmbH

Pottendorfer Strasse, 25-27, A 1120

Wien

FRANCIA

A. MENARINI DIAGNOSTICS France

SASU

3-5, rue du Jura - BP 70531

F-94633 Rungis Cédex

ALEMANIA

A. MENARINI DIAGNOSTICS

DEUTSCHLAND

Division der BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125 - D-12489 Berlin

GRECIA

MENARINI DIAGNOSTICS S.A.

575, Vouliagmenis Ave. 164 51

Argyroupolis-Athens

ITALIA

A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.

Via Lungo l'Ema, 7 - 50012 Bagno a

Ripoli - Firenze

BENELUX N. V.

MENARINI BENELUX N.V./S.A

Division Diagnostics

De Kleetlaan 3

1831 Machelen / Bélgica

Tel. 0032-2-721 49 30

Fax 0032-2-721 50 49

PORTUGAL

MENARINI DIAGNOSTICS, LDA

Quinta da Fonte

Edifício D. Manuel I. 2o B 2770-203

Paço de Arcos

ESPAÑA

MENARINI DIAGNÓSTICOS S.A.

Av.da del Maresme, 120

08918 Badalona, Barcelona

REINO UNIDO

A.MENARINI DIAGNOSTICS Ltd.

Wharfedale Road-Winnersh,

Workingham

RG41 5RA Berkshire